

Hoja de datos sobre la seguridad del material



Sultan Healthcare

411 Hackensack Avenue, 9th Floor, Hackensack, NJ 07601

Teléfono: 201-871-1232 • Línea gratuita: 800-637-8582

Fax: 201-871-0321 • <http://sultanhealthcare.com>

EN CASO DE EMERGENCIA QUÍMICA: LLAME A INFOTRAC AL 1-800-535-5053 las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Fuera de los Estados Unidos llame a cobro revertido 1-352-323-3500

Q-Form 10-111b, Rev. E

Fecha Revisada: 17 de septiembre 2009

1. Identificación química

Nombre del producto: Versa-Temp Tempory Crown + Bridge material

Referencia #: 72010, 71015, 72020, 72025, 72030, 72040

2. Composición/información o peligros de los ingredientes

Preparación de bis-GMA, metacrilato multifuncional, activador de polimerización.

3. Identificación de riesgos

Riesgos agudos para la salud: Puede causar irritación respiratoria, ocular y en la piel en altas concentraciones.

Riesgos crónicos para la salud: En este material no se conocen causas que signifiquen problemas en la salud.

Signos y síntomas de exposición: Altas concentraciones pueden causar irritación respiratoria y ocular.

Rutas primarias de exposición: Inhalación, contacto con la piel, contacto con los ojos.

4. Medidas de primeros auxilios

En caso de inhalación: Si la irritación ocurre lleve a la víctima donde haya aire fresco. Si persiste la dificultad para respirar, consulte a un médico.

En caso de contacto con la piel: Lave con agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos: Enjuague con grandes cantidades de agua por 15 minutos. Consulte a un médico.

En caso de ingestión: Si ingiere una pequeña cantidad del material no causará problemas. En caso de ingerir grandes cantidades, consulte a un médico.

5. Medidas contra incendios

Medio de extinción: Dióxido de carbono, agua en espray, químico seco.

Procedimientos especiales de extinción: Evite poner en chorro de agua directamente

Riesgos inusuales de fuego y explosión: Ninguno.

6. Medidas para derrames accidentales

Precauciones ambientales: Evitar las filtraciones en el alcantarillado y el suministro de agua.

Procedimiento de limpieza: Contener los derrames y recoger el material apropiadamente.

7. Manipulación y almacenamiento

Manipulación: No se necesitan medidas especiales si se manipula de acuerdo a las instrucciones.

Almacenamiento: Mantener el contenedor cerrado correctamente cuando no esté en uso. Almacene en un lugar fresco y seco. Mantenerlo en el empaque original.

8. Controles de exposición / protección personal

Controles de exposición: Use en áreas bien ventiladas.

Protección respiratoria: Evite la inhalación. No hay protección bajo condiciones normales de uso.

Protección de manos y piel: Evite innecesariamente el contacto con la piel.

Protección ocular: Use gafas protectoras o gafas de seguridad con protección lateral cuando se manipulan

Medidas de higiene: Remueva el material derramado en la piel y ropa. No comer ni tomar cuando se manipula este material.

Hoja de datos sobre la seguridad del material



Sultan Healthcare

411 Hackensack Avenue, 9th Floor, Hackensack, NJ 07601

Teléfono: 201-871-1232 • Línea gratuita: 800-637-8582

Fax: 201-871-0321 • <http://sultanhealthcare.com>

EN CASO DE EMERGENCIA QUÍMICA: LLAME A INFOTRAC AL 1-800-535-5053 las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Fuera de los Estados Unidos llame a cobro revertido 1-352-323-3500

Q-Form 10-111b, Rev. E

Fecha Revisada: 17 de septiembre 2009

9. Propiedades físicas y químicas

Aspecto: pasta amarillenta.

Olor: olor como a éster

Punto de ebullición: > 250° C

Punto de fusión: > 150° C

Tasa de evaporación: > 1 (Agua = 1)

Solubilidad en agua: <1%

Densidad de vapor > 1 (Aire = 1)

10. Estabilidad y reactividad

Estabilidad: Este material es estable.

Peligros de reacción: Ninguno se es manipulada correctamente

Polimerización peligrosa: Puede ocurrir.

Incompatibilidad: Peróxidos, polvos metálicos, oxidantes fuertes, iniciadores de radicales

Productos de descomposición peligrosa: Dióxido de carbono, agua, monóxido de carbono, dependiendo de las condiciones de la calefacción y la quema.

11. Información toxicológica

Toxicidad aguda oral: No hay datos disponibles

Irritación de la piel: Resequedad y posible irritación una vez prolongada la exposición

Efectos alérgicos: Individuos sensibles al metacrilato pueden tener una reacción alérgica.

12. Información ecológica

No descargar en el alcantarillado o en el suministro de agua.

Persistencia en el ambiente y degradabilidad: No hay datos disponibles

Ecotoxicidad: No hay datos disponibles

13. Consideraciones sobre los desechos:

Pueden ser eliminados en vertederos o incineradores, de acuerdo con las regulaciones locales, estatales y federales.

14. Información de Tránsito

E.E.U.U DOT Nombre de envío: No regulado

E.E.U.U DOT Clase de riesgo: Ninguna

U.N/N.A número: Ninguno

E.E.U.U DOT grupo de empaque: Ninguno

Otros: No se consideran cargos por riesgos.

15. Información regulatoria

E.E.U.U.-O.S.H.A. Estado: Este no es un material riesgoso bajo

el criterio de la Comunicación Estándar de Riesgos Federales de Estados Unidos.

16. Otra Información

El material debe mantenerse en envases originales. Los contenedores vacíos no se deben volver a utilizarse.

La información aquí contenida está basada en datos considerados exactos. Sin embargo, ninguna garantía expresa o implícita sobre la exactitud de estos datos o los resultados que pueden obtenerse de la utilización de esta. En ningún caso el fabricante o el distribuidor será responsable por daños y perjuicios de cualquier naturaleza que resulten del uso o dependencia de esta información. Propiedades generales que deben considerarse como directrices y no están garantizados para todos los modelos.